

# 聴こえる！話せる！会話器 **対話くん**

言葉が伝われば 心も通じます



何か怒ってるような？でも聴こえん

大声で何回も繰り返して声が枯れそう



耳元で、はっきり聴こえる！



これを使うとスムーズに伝わるわ



高度難聴者にも、はっきり声が伝わります。聞き返し、繰り返しの必要がなくなりますので、利用者も職員も、ストレス無く話せます。

## 製品の主な特徴

- いい音** 低域から高域まで素直な特性で聞き易い、日本の音響設計者のこだわり設計
- 簡単** スライドスイッチだけの簡単操作
- 長持ち** 単四アルカリ電池1本で驚きの長時間使用（8時間/1日で約2か月）
- 小さい** 重量 14g サイズ 49x49x15mm



# 対話くんは話し手の声を聞き手の耳に届けます

## 補聴器と何が違うの

こんな場合に役立ちます

### 補聴器・集音器

### 会話器：対話くん

いちばんの違いは **話し手とマイクの距離**です

聞き手側にマイクがある



話し手側にマイクがある



### 窓口対応でも大活躍！



窓口などでの  
会話が聞き返し  
なく対応できます。  
マスク着用でも  
しっかり伝わります

### 言葉の聞こえを、葉っぱに例えると

葉っぱが虫食いだったり  
周りの音が重なって  
聞こえ難い場合があります



葉っぱがそのまま見える  
ように  
はっきり聞こえます



例

「●とうあんが●んたくきをあつた」？  
「加藤さんがケンタッキーを食つた」？

「佐藤さんが洗濯機を買つた」

### 診療・健康相談



先生の声ははっきり聞こえ  
きちんと診療ができます

### 大切な事の伝達



薬の説明など重要事項は  
確実に伝える必要があります

### 対話くんシリーズ

#### ○イヤホンは衛生面が気になる場合

耳かけ式オンイヤーヘッドホンをご用意しています



対話くん付属のマイク付イヤホンの  
イヤホン部分をオンイヤー  
ヘッドホンへ交換します

交換費用  
右用又は左用どちらか1本  
：本体代＋10,000円(税別)  
お得な両耳セット  
：本体代＋15,000円(税別)

↑  
オンイヤーヘッドホン  
(耳かけ型ヘッドホン ※片耳タイプ)

### 高齢者施設で



会話が難しい場合は  
お互いにストレスが蓄積して行きます  
対話くんを使うと、スムーズに話せます

製造元 **Jumpers株式会社**  
販売  
**アシストホーン株式会社**  
TEL：045-532-9733  
FAX：045-532-9753

●お問い合わせは・ご用命は



## アシストホーン株式会社

横浜市緑区中山1-6-17-403号 〒226-0019  
TEL:045-532-9733 / FAX:045-532-9753  
Mail: info@assistphone.co.jp